



MeditSiini **Grupp**

TOOTEKATALOOG

MeditSiinigrupp AS on 1997 aasta veebruaris Eestis asutatud juhtiv meditsiinitehnoloogia valdkonna ettevõte. Meditsiinigrupp AS toob maale, müüb ja hooldab erinevaid meditsiinitehnoloogilisi seadmeid tunnustatud tootjatelt nagu Philips Medical Systems, Abbott Laboratories, Laerdal, SonoSite, DAMECA, Fisher&Paykel, Becton Dickinson and Company (BD), Hill-Rom, Lojer, Kanmed, Andreas Hettich GmbH, Hamilton Medical jpt.

Tegeleme kõikide peamiste tervishoiuvaldkondadega – radioloogia, anestesioloogia-intensiivravi, kardioloogia, günekoloogia, kirurgia, dermatoloogia, laborivarustus, sterilisatsiooniseadmed, patoloogia, taastusravi, onkoloogia, füsioteraapia, tervishoiu simulatsiooni- ja koolitussüsteemid jpm.

Pakume klientidele laia tootevalikut, konsultatsioone ja koolitusi ning kauba kohaletoometamist üle Eesti.

MeditSiinigrupp AS klientideks on kõik suuremad ja väiksemad Eesti haiglad, polikliinikud, tervisekeskused, perearstikeskused, Eesti Kaitseväge, veterinaarkliinikud ja erinevad meditsiiniõppeasutused ning koolituskeskused.

Meie meeskond koosneb 35-st oma ala professionaalist, kes pakuvad igakülget tuge, kui vajate abi seadmete või toodete valimisel, ostmisel või kasutamisel.

Meie poolt müüdud meditsiinitehnikale tagab hoolduse tütarettevõtte Meditsiinigrupp Hooldus OÜ.

Tooteid puudutavate lisaküsimuste korral palume infopäringud saata: sales@meditsiinigrupp.ee või helistage + 372 6140 801.

Koduleht: www.meditSiinigrupp.ee

Adress: Pärnu mnt 499, Laagri, Harjumaa 76401

AS Meditsiinigrupp

SISUKORD

DIAGNOSTIKA.....	5
LABORISEADMED.....	11
KIIRTESTID.....	14
FÜSIOTERAAPIA.....	16
STERILISATSIOON.....	17
MEDITSIINILINE MÖÖBEL.....	18
KOOLITUS- JA ESMAABIVAHENDID.....	23

DIAGNOSTIKA

Röntgen

Philips on pika ajalooga meditsiiniseadmete tootja. Esimesed Philipsi röntgentorud valmisid juba aastal 1919. Tänapäeval kuulub Philipsi tootevalikusse enamik haiglates vajaminevaid pildidiagnostika seadmeid: magnetresonants- ja kompuutertomograafid, röntgen- ja läbivalgustusseadmed, angiograafid ja arkoskoobid, ultraheliaparaadid ning pilditötluse tööjaamad.

Kuigi siiani valmistab Philips oma röntgentorud ise, Hamburgis Röntgenstraße'l, jätkub innovatsioon ka radiograafide valdkonnas.

Philipsi kaasaegseim, AI võimalustega varustatud, tööstusdisaini auhinnaga RedDot tunnustatud röntgen-seade "**Philips Radiography 7300 C**", on kasutaja- ja patsiendisõbralik, madala kiirgusdoosi ning parima pildikvaliteediga radiograaf, mida on võimalik konfigureerida vastavalt kliendi kliinilistele vajadustele.

- Intuiitiivne tark- ja riistvaraline kasutajaliides võimaldab uuel kasutajal kiiresti tööd alustada
- Unikaalne "Variofocus" tehnoloogia – fokaalpunktide ühiskasutus tagab parima pildikvaliteedi ja pikima röntgentoru eluea
- AI optsioonid – 3D kaamera põhine automaatne kollimatsioon ja AEC kambrite indikatsioon
- Palju erinevaid konfiguratsioone vastavalt kliinilisele vajadusele



Lisainfo ja hinnapäringud:

sales@meditsiinigrupp.ee

+372 6 140 801

PHILIPS LUMIFY tasku-ultraheliaparaat

LUMIFY on uue põlvkonna anduri-põhine ultraheliseade, mis võimaldab kaasaegsel tasemel teostada erakorralistes olukordades diagnostilisi ultraheliuuringuid. Kogu kuvamise tehnoloogia asub anduri sees. Andur ühildub android-telefoni ja -tahvliga mikro USB tüüpi kaabli ning Google Storest tasuta alla laetava Lumify äpp (rakendus) abil.

Philips Lumify ultraheli andurid :

PHILIPS Lumify lineaarandur L12-4 (4-12 Mhz)

Kuvamisrežiimid:

2D (B-Mode), värvi Doppler (CD), püsiline Doppler (CWD)

Kuvamisprogrammid:

- Lung
- Vascular
- MSK
- Superficial
- Soft tissue

PHILIPS Lumify konveksandur C5-2 (2-5 MHz)

Kuvamisrežiimid:

2D (B-Mode), värvi Doppler (CD), püsiline Doppler (CWD), M-Mode

Kuvamisprogrammid:

- Lung
- Vascular
- Gallbladder
- Abdominal
- OB/GYN

PHILIPS Lumify sektorandur S4-1 (1-4 MHz)

Kuvamisrežiimid:

2D (B-Mode), värvi Doppler (CD), püsiline Doppler (CWD), M-Mode

Kuvamisprogrammid:

- Abdominal
- Cardiac
- Ob/Gyn
- Lung
- FASTv

2-aastane
garantii



DEMOSEADME
VÕIMALUS!



MESI m-TABLET

Kõik-ühes diagnostiline süsteem perearsti praksisesse, mis ühendab endas järgmisi diagnostilisi võimalusi:

- Täisdigitaalne elektrokardiogramm
- Digispiromeeter
- Juhtmevaba Ankle-Brachial Index (ABI ehk pahkluu-õlavarre indeks)
- Juhtmevaba Toe-Brachial Index (TBI ehk varba-õlavarre indeks)
- Vererõhu mõõtmine



MESI mTablet on ainulaadne **juhtmevaba ja portatiivne** süsteem, mis koosneb diagnostilistest moodulitest. Mooduleid on võimalik osta koos, eraldi või kombineerida vastavalt oma vajadustele.

Täisdigitaalne elektrokardiogramm

- Juhtmevaba 12-lülituseline EKG
- Glasgow analüüsialgoritm
- EKG signaali filtrid (MESI signaali võimendus, kõrgpääs-, madalpääs-, põhi- ja müogrammi filtrid)
- 8 laiendatud vaate võimalust
- Salvestuskiiruse ja tundlikkuse seadistamine
- Lihtne suumimine, kommentaaride lisamine ja põhjalik analüüs koos sündmuste märgistamisega
- Kohandatav printimine otse MESI mTABLET-ilt



ECG

Resting
Electrocardiogram

Digispiromeeter

- Juhtmevaba töötamine ambulatoorsel vastuvõtul ja koduvisiitidel
- Integreeritud isekaliibrimisega pneumotahhograafiline tehnoloogia tagab alati täpsed tulemused
- Automaatne parima hingamistsükli valik selge ja intuiitiivse mõõtmisega
- Detailne uuringuvastus, mis võimaldab parimaks interpreteerimiseks kuvada vahelduvalt erinevaid graafikuid ja väärtusi
- Võimalus võrrelda samal ekraanil erinevaid mõõtmisi funktsiooni MESI mRECORDS abil



FEV6

Quick spirometry
application

Spiro

Primary spirometry
application

Spiro+

Advanced spirometry
application



Juhtmevaba Ankle-Brachial Index (Abi ehk pahkluu-õlavarre indeks)

- SmartArm™ tuvastamine – kahest kõrgeima vererõhu leidmine
- Automaatne 3 mansetiga simultaanne mõõtmine
- Erineva suurusega mansetid ja võimalus ühel mõõtmisel neid mitmeti kombineerida
- Pulsi lainekujud ja otsillatsioonigraafikud
- Põhjalik ülevaatamine ja hoiatused PADsense™ algoritmi abil



ABI

Ankle-Brachial
Index

Juhtmevaba Toe-Brachial Index (TBI ehk varba-õlavarre indeks)

- Ohutu, simultaanne mõõtmine mõlemal käel ja suurel varbal, kus adaptiivne infrapuna LED PPG valgus tuvastab varba naha temperatuuri ja paksuse
- FirstWave™ algoritm tuvastab varvastes esimese tagasipöörduva pulsilaine kuju
- Kaasaegne ja usaldusväärne TBI uuringu vastus koos käte pulsi lainekujude ja ostsillatsiooni graafikutega ning varvaste PPG pulsi lainekujudega
- Ühekordselt kasutatavad varba mansetid



Pulssüksümeeter

- Heli- ja visuaalsed alarmid reaajas
- Hea toimivus ka halva perfusiooni tingimustes
- Trendide analüüs
- Võimalus mitme patsiendi samaaegseks juhtmevabaks jälgimiseks
- Mitme mõõtmise võimalus



Vererõhu mõõtmine

- Täpne vererõhu mõõtmine lisatavate tarkvara laiendustega
- Juhtmevaba mõõtmine hõlpsasti vahetatavate erinevas suuruses mansettidega
- Pulsi lainekujude isoleerimine digitaalsete filtrite abil
- Selge pulsi lainekujude kuvamine



Kõik mõõtmistulemused ja patsiendi andmed **salvestatakse automaatselt patsiendi haiguslukku**. Andmeid on võimalik vaadata arvutis asutuse **infosüsteemi kaudu või sisseehitatud MESI mRECORDS platvormilt**, millele on tagatud turvaline juurdepääs kõikidest võrguseadmetest.


**DEMOSEADME
VÕIMALUS!**

KÜSI HINNAPAKKUMIST!

Holter-monitooring seade: ECG247

Omadused/kirjeldus:

- Võimaldab ambulatoorselt pikaajalist holter-monitooringut erinevate arütmia episoodide tuvastamiseks ja salvestamiseks. Testi pikkus **2-10 päeva**
- EKG holter-uuringu tulemus ja episoodid **analüüsitakse automaatselt** (tähistatakse erinevate värvikoodidega)
- Pikk uuring on patsiendile **mugav, kasutamine lihtne, sensor korduvkasutatav** (uuringu ajal võib käia duši all, vann/ujumine keelatud)
- Sensori puhastamine lubatud des.ainega, sel juhul vajalik vahetada vaid nahaplaaster (patch)
- Kasutamine lubatud **vanuses > 18, KMI-ga < 40** ning mitterasedatel
- Uuring väljastab **pdf formaadis raporti**
- Tasuta rakendus ECG247APP alla laetav Android ja IOS telefoni



DEMOSEADME
VÕIMALUS!



Lisainfo ja hinnapäringud:

sales@meditsiinigrupp.ee

+372 6 140 801

Pulssoksümeeter

Pulssoksümeeter on lihtne meetod vere hapnikuga küllastatuse astme ehk hapniku saturatsiooni (SpO₂) määramiseks.

- Hapnikuga küllastatuse, südame löögisageduse ja temperatuuri lubatud kõrge ja madala piirväärtuse määramine ja kuvamine
- Välisühendusega temperatuuriandur kehatemperatuuri pidevaks mõõtmiseks ja salvestamiseks
- Patenteeritud algoritm tagab täpse mõõtmise ka halva verevarustuse ja värisemise korral
- Sobib kasutamiseks kodustes tingimustes
- Väike ja kergesti kasutatav
- OLED-displei on hästi nähtav nii päeval kui öösel
- Patarei toide



HIND ALATES
40€ + KM

AND digitaalsed vererõhuaparaadid

A&D vererõhu mõõtmisaparaat on üks kaasaegsemaid ning lihtsasti kasutatav ja täpne. Lisaks pakub SlimFit mansett mugavamalt mõõtmist ja sobib tundlikule nahale.

Valikus on erinevate salvestamise mahtude ja manseti mõõtudega seadmeid.

- Mälu: 30, 60, 90 viimast mõõtmist
- Mansetid: 22-32 cm, 22-42 cm, 23-37 cm



HIND ALATES
25€ + KM

Kontaktivaba digitaalne termomeeter

- Infrapuna käsitermomeeter - temperatuuri kontrollimine sekunditega
- Digitaalne selgelt loetav displei
- Mõõtmiskaugus: 3 - 5 cm
- Kaal: 90 g
- Termomeeter salvestab viimase 32 mõõtmise tulemused
- Kehatemperatuuri mõõtmisvahemik: 22°C - 43°C
- Mõõtmistäpsus: 22°C - 42°C: ± 0,3°C
- Kontaktivaba - aitab vältida bakterite levikut



HIND ALATES
45€ + KM

Elavhõbedavaba termomeeter Apteq

- Lihtsasti kasutatav Hg-vaba termomeeter vutlariga
- Mõõteae: 4 minutit
- Skaala: 35-42 °C
- Sisaldab metalle: Gallium, indium, tina, tsink
- Mõõtmistäpsus +0,1/ -0,15

HIND ALATES
4,50€ + KM

Digitaalne termomeeter Apteq

- Lihtsasti kasutatav digitaalne termomeeter
- Mõõteae: 30-60 sekundit
- Patarei kestab kuni 200h pidevat kasutamist
- Skaala: 32,0-42,9 °C
- Säilitamine: -15 kuni +42 kraadi

HIND ALATES
3€ + KM

Elavhõbedavaba termomeeter raputus funktsiooniga Apteq

- Käepärase plastikust vutlariga, mis lihtsustab temperatuuri alla löömist
- Mõõteae: 4 minutit
- Skaala: 35-42 °C
- Sisaldab metalle: Gallium, indium, tina, tsink
- Mõõtmistäpsus +0,1/ -0,15

HIND ALATES
4,50€ + KM

LABORISEADMED

Tsentrifuug Hettich EBA 200 koos 8-kohalise rootoriga

Seadmesse sobivad 8 tk uriini-või verekatsutit mahuga 4-15 ml

- Maksimaalne kiirus 6 000 RPM (3 461 RCF)
- Tööaeg 1 – 99 min või ∞
- Nurkrootor (nurk 33°)
- Madala müratasemega ja väga lihtsasti kasutatav
- Mõõtmed: 216 x 228 x 353 mm (K x L x S)
- IVDR sertifikaadiga



HIND ALATES
1450€ + KM

Hematoloogia analüsaator Swelab Alfa PLUS Standard 22 parameetriga

Põhjalik hematoloogia analüsaator, mis mõõdab kogu vererakkude hulka (CBC) koos diferentsiaal-, retikulotsüütide ja kehavedelike analüüsiga ja laia valiku hematoloogiliste parameetritega.

- Võimaldab analüüsida **täisverest ja kapillaarverest**
- Sisseehitatud loksuti-segaja kuni 5 proovikatsutile
- 16 kliinilist parameetrit: WBC, RBC, HGB, MCV, PLT, MPV, HCT, MCH, MCHC, RDW_r, LYM#, LYM%, MID#, MID%, GRA#, GRA%
- Lisaks 6 uuringuparameetrit: PCT, PDW_a, P-LCR, RDW_a, PDW_r, P-LCC
- **Täisautomaatne seade, vastus 50 sekundiga**
- Tööks vajalikke reagente on ainult 2: AlfaDiluent (20 l) ja AlfaLyse lahus (5 l) – piisab u 900 prooviks
- MPA mikropipeti adapter – unikaalne ja mugav viis vere võtmiseks lastelt ja täiskasvanutelt
- Automaatne puhastus
- Kasutajasõbralik: intuiitiivne tarkvaraliides ja puuetundlik ekraan muudavad seadme kasutamise lihtsaks
- EU-IVDR sertifikaadiga
- Seadme välismõõtmed: 295 x 475 x 395 mm (L x S x K)
- Kaal 18 kg



HIND ALATES
3435€ + KM

Lisainfo ja hinnapäringud:

sales@meditsiinigrupp.ee

+372 6 140 801

Meditsiiniline külmik MED-100 Pro Active

- Mahtuvus: 95 L
- Väga väike temperatuuri kõikumine kambris $\Delta T = 0,48^{\circ}\text{C}$
- 1 võreriil ja 3 väljatõmmatavat sahtlit (jaotustega)
- Välismõõtmed: 54 x 53,5 x 82 cm (L x S x K)



HIND ALATES
2890€ + KM




Meditsiiniline külmik MED-340 Pro Active

- Mahtuvus: 330 L
- 9 väljatõmmatavat sahtlit (koos 2 pikkupidise ja 12 laiupidise jaotusega)
- Väga väike temperatuuri kõikumine kambris $\Delta T = 1,75^{\circ}\text{C}$
- Välismõõtmed: 67 x 63,5 x 181 cm (L x S x K)

HIND ALATES
4164€ + KM

Head omadused:

- Sisseehitatud temperatuuri salvestamis- ja jälgimissüsteem – Pro Active kontrollpaneel, USB pulgale temperatuuriandmete allalaadimine ja arvutist järelvaatamine (programm hinna sees)
- Seade kasutab kaht PT-1000 temperatuurisensorit, mille andmed ka salvestatakse. See tagab kõige täpsema temperatuurikontrolli
- Maailma kõige väiksem temperatuuri kõikumine kambri sees
- Visuaalne ja akustiline alarm (kuni 72 h) voolukatkestusel (esipaneelil on autonoomne akutoide)



Uriini ribaanalüsaator Urilyzer® 100 Pro

- Lihtsasti kasutatav ja liidestatav Perearst programmiga
- Tuvastab kuni 12 parameetrit: bilirubiin, urobilinogeen, ketoonid, askorbiinhape, glükoos, valk (albumiin), erütrotsüüdid (hemoglobiin), pH, nitriidid, leukotsüüdid, erikaal, kreatiniin
- Lisaks kasutaja poolt proovi värvi ja hägususe määramine
- Kiire tulemuste väljastamine
- Kasutajasõbralik: värviline puuetundlik ekraan ja lihtsasti kasutatav tarkvara
- Välismõõtmed: 208 x 290 x 80 mm (L x S x K)
- Kaal: 1,2 kg
- Sisseehitatud printer
- Automaatne riba tuvastamine ja analüüsi teostamine



HIND ALATES
814€ + KM



CombiScreen® PLUS testribad (100 testi pakis):

Tulemus 60 sekundiga (kuni 120 sek leukotsüütide puhul)

C-vitamiin uriinis põhjustab erütrotsüütide ja glükoosi ribatestis valesid tulemusi. Seepärast on CombiScreen® PLUS testribadel glükoosi ja erütrotsüütide testid kaitstud askorbiinhappe mõju osas.

Valikus on järgnevate parameetritega testribad:

- **11SYS Plus:** bilirubiin, urobilinogeen, ketoonid, askorbiinhape, glükoos, valk (albumiin), erütrotsüüdid (hemoglobiin), pH, nitriidid, leukotsüüdid, erikaal
- **7SYS Plus:** ketoonid, glükoos, valk (albumiin), erütrotsüüdid (hemoglobiin), pH, nitriidid, leukotsüüdid
- **5SYS Plus:** glükoos, valk (albumiin), erütrotsüüdid (hemoglobiin), nitriidid, leukotsüüdid

CombiScreen® mALB / CREA: albumiin, kreatiniin

- albumiini-kreatiniini suhtarv annab adekvaatse info albumiini hulgast uriinis olenemata uriini kontsentratsioonist



**ascorbic
acid protected**

Lisainfo ja hinnapäringud: sales@meditsiinigrupp.ee +372 6 140 801

KIIRTESTID



Test	Tootekood	Proovimaterjal	Teste karbis
Nakkushaiguste kiirtestid			
Influenza A + B antigeeni kiirtest	IIN-502	Ninakaabe	20
Influenza A + B + H1N1 kiirtest	IINA-525	Ninakaabe	10
SARS-CoV-2 / Influenza A+B / RSV / Adenovirus / M.pneumoniae antigeenide kombo kiirtestid	IARI-535	Ninakaabe	20
Strep A antigeeni kiirtest	IST-502	Kurgukaabe	20
Mycoplasma pneumoniae antigeeni kiirtest	IMP-502	Ninaneelu kaabe	20
Hepatiit A IgG/IgM antigeenide kiirtest	IHAGM-425	Täisveri, seerum või plasma	25
Hepatiit B antigeeni kiirtest	IHBSG-402	Täisveri, seerum või plasma	10
Mononukleoosi antigeeni kiirtest	IMO-402	Täisveri, seerum või plasma	25
Cytomegalovirus CMV IgM/IgG antigeeni kiirtest	ICGM-402	Täisveri, seerum või plasma	40
Puukborrelioosi kiirest	ILY-402	Täisveri, seerum või plasma	10
Streptococcus pneumoniae antigeeni kiirtest	ISP-102	Uriin	10
Legionella pneumophila antigeeni kiirtest	ILEG-102	Uriin	25
Adeno+Rota+Noro+Astroviiruse kombo kiirtest • Kiirtest on mugava suletava topsi kujul, milles saab proovimaterjali puhvriga kokku segada ning alles pärast seda saab testiribad proovimaterjaliga kokku puutuma panna	ICDT-625B	Väljaheide	10
Rotaviiruse ja Adenoviiruse antigeenide kombo kiirtest	IRAC-625	Väljaheide	25
Noroviiruse antigeeni kiirtest	INO-602	Väljaheide	10
H. pylori antigeeni kiirtest	IHP-602	Väljaheide	25
Entamoeba / Giardia / Cryptosporidium kombo kiirtest	IEGC-602	Väljaheide	10
Cryptosporidium ja Giardia Lamblia antigeenide kombo kiirtest koos pos ja neg kontrolliga	ICGC-625	Väljaheide	10
Salmonella Typhi ja paratyphi antigeeni kombo kiirtest	ISTP-625	Väljaheide	10
Clostridium difficile GHD, Toxin A + Toxin B antigeenide kiirtest	ICD-635B	Väljaheide	10
Campylobacter antigeeni kiirtest	ICAM-602	Väljaheide	10

Kardiomarkerite kiirtestid			
D-dimeeride kiirtest • Tundlikkus 500 ng/mL	CDM-402	Täisveri, plasma	10
C-reaktiivne valgu (CRV) kiirtest • Tundlikkus 10, 40, 80 ng/mL	CCR-U402	Täisveri, seerum või plasma	10
H-FABP, müoglobiini, CK-MB ja cTnI kombo kiirtest	CMA-445	Täisveri, seerum või plasma	10
Müoglobiini, CK-MB ja cTnI kombo kiirtest	CMA-435	Täisveri, seerum või plasma	10
Müoglobiini kiirtest • Tundlikkus 50 ng/mL	CMY-402	Täisveri, seerum või plasma	10
Troponiin I (cTnI) kiirtest • Tundlikkus 0,5 ng/mL	CTI-402	Täisveri, seerum või plasma	10
Troponiin T (cTnT) kiirtest • Tundlikkus 0,5 ng/mL	CTNT-402	Täisveri, seerum või plasma	10
Prokaltsioniini (PCT) kiirtest • Tundlikkus 1 ng/mL	CPC-402	Täisveri, seerum või plasma	10
Kasvajamarkerite kiirtestid			
Eesnäärmepetsiifilise antigeeni PSA kiirtest • Tundlikkus 3-10 ng/ml	TPS-402	Täisveri, seerum või plasma	10
Kaltsioembrüoone antigeeni CEA kiirtest • Tundlikkus 5ng/ml	TCE-402	Täisveri, seerum või plasma	40
Alfa-fetoproteiini AFP kiirtest • Tundlikkus 10 ng/ml	TAF-402	Täisveri, seerum või plasma	40
Transferrin ja Fecal Occult Blood (FOB) kombo kiirtest	TFC-625	Väljaheide	25
Hemoglobiini (Hb) ja haptoglobiin-hemoglobiini (Hb-Hp) kombo kiirtest	THPB-625	Väljaheide	25
Kalprotektiini ja Fecal Occult Blood (FOB) kiirtest • Tundlikkus 0,5 ng/ml	TCFC-625	Väljaheide	25
Naiste tervise kiirtestid			
Rasedustest (hCG), 10 mIU/ml	FHC-U201	Uriin	50
Vaginaalne pH	IVPH-504	Vaginaalne kaabe	40
CMV kiirtest	ICGM-302	Seerum või plasma	40
Candida albicans kiirtest (kassett)	ICA-502	Vaginaalne kaabe	10
Trichomonas Vaginalis kiirtest (kassett)	ITV-502	Vaginaalne kaabe	10
Streptococcus B kiirtest (kassett)	ISB-502	Vaginaalne kaabe	20
Teised kiirtestid			
Ferritiini kiirtest • Tundlikkus 13-30 ng/mL	OFE-T402	Täisveri, seerum või plasma	10
Kilpnääret stimuleeriv hormooni (TSH) kiirtest • Tundlikkus 5 µU/mL	OTS-402	Täisveri, seerum või plasma	40
D vitamiini kiirtest • Tundlikkus 10, 30, 100 µU/mL	OVD-402	Täisveri, seerum või plasma	10
Reumatoidfaktori kiirtest • Tundlikkus 25 IU/mL	ORF-302	Seerum, plasma	20
SAA ja CRV kombo kiirtest • Tundlikkus 10 µg/mL	OCSC-425	Täisveri, seerum või plasma	10
Mikroalbumiini kiirtest • Tundlikkus 20, 40, 60, 80 µg/mL	OMIA-102	Uriin	25
Kalprotektiini ja laktoferrini kiirtest • Tundlikkus 50 µg/g ja 100 ng/mL	OIBD-625	Väljaheide	10

Lisainfo ja hinnapäringud: sales@meditsiinigrupp.ee +372 6 140 801

FÜSIOTERAAPIA

TECAR ja muud füsioteraapia seadmed tootjalt GYMNA

Gymna on üks maailma juhtivaid füsioteraapia ja taastusravi seadmete tootjaid, kellel on üle 55-aastane kogemus füsioteraapia maailmas. Gymna tooteid eristab kõrge kvaliteet ja innovatiivsus. Seadmed on loodud spetsiaalselt professionaalidele, kes hindavad tippset ja efektiivsust igapäevatoös.

Pakutavad tooted:

- TECAR-teraapiaks
- ultraheliteraapiaks
- lööklaineteraapiaks
- lokaalseks külmaraviks
- ultraheliga juhitud galvaanilise elektrolüüsi teraapiaks

TECAR-teraapia on kombineeritud ravivorm, mis ühendab endas kontakt diatermia ja elektroteraapiat.

Peamised kasutusala on füsioteraapia, valuravi ja operatsioonijärgne rehabilitatsioon.

Gymna Care 300 põhiomadused:

- 5 töösagedust
- kasutajasõbralik rakendus
- lai tarvikute ja aplikaatorite valik



Gymna Ultrasound Compact on väike ja hõlpsasti kasutatav ultraheliteraapia seade, mis toetab luu- ja lihaskonna optimaalset ravi, näiteks pehmete kudede vigastused. Peamiselt kasutatakse: valu leevendamiseks, lihaste lõdvestamiseks ja sidekoe venitatavuse parandamiseks.

Lisainfo ja hinnapäringud:

sales@meditsiinigrupp.ee

+372 6 140 801

STERILISATSIOON

S-klassi kassettautoklaav SciCan STATIM 2000S

Instrumentide õrn ja kiire steriliseerimine.

Erinevalt traditsioonilistest autoklaavidest, on STATIM 2000S sterilisatsioonitsükli jooksul kasutatav veekogus väike, säästes aega ja hoides kulud madalad. **Suurepärane lahendus väikese koguse instrumentide kiireks steriliseerimiseks.**

MÕÖDUD

- Kaseti mõõtmed: 280 x 180 x 35 mm (S x L x K)
- Välismõõtmed: 480 x 415 x 150 mm (S x L x K)
- Kaal: 21 kg



HIND ALATES
3450€ + KM

B-klassi autoklaav SciCan STATIM 6000B G4+

Võimas, kompaktna ja kiire STATIM 6000 B G4+ võimaldab autoklaavida korraga kuni 12 pakendatud instrumenti olles samal ajal pisem kui kamberautoklaavid. 6-liitrilise kambri ja kaasaegse disainiga autoklaav steriliseerib ja kuivatab pakendatud instrumendid vaid 27 minutiga.

MÕÖDUD

- Sahtli mõõtmed: 297,6 x 214,8 x 79,2 mm (S x L x K)
- Välismõõtmed: 570 x 406 x 200 mm (S x L x K)
- Kaal: 24 kg



HIND ALATES
4490€ + KM

Kamberautoklaav SciCan BRAVO G4, 17L

BRAVO G4 B-klassi kamberautoklaav on loodud usaldusväärseks ja efektiivseks instrumentide steriliseerimiseks. Saadaval 17L, 22L ja 28L suuruse kambriga, et pakkuda head lahendust igale meditsiiniastutusele. Parim valik suuremate instrumentide steriliseerimiseks.

MÕÖDUD

- Kambri mahutavus: 17L
- Välismõõtmed: 600 x 480 x 456 mm (S x L x K)
- Kaal: 51 kg



HIND ALATES
4650€ + KM

OPTIM 1

Kiire ja tõhus desinfitseerimisvahend.

Hävib tõhusalt erinevaid viiruseid, baktereid ja seeni, olles samal ajal õrn nii kasutaja kui ka pindade suhtes. Toimeaine: 0,5% vesinikperoksiid.

Ühes pakis 160 lehte (15 x 18 cm).

HIND ALATES
14,50€ + KM



MEDITSIINILINE MÖÖBEL

Marsden M-100 integreeritud pikkusemõõtjaga pöranda kaal

Marsden M-100 kaal on ideaalne valik bariaatriliste patsientide kaalumiseks tänu suurele kandevõimele (300 kg) ja täpsusele.

- Täpne: saavuta täpseid mõõtmistulemusi igal kasutamisel mõõtetäpsusega 50g (alates 150kg mõõtetäpsus 100g)
- Kasutajasõbralik: lihtne kasutajaliides mugavaks kasutamiseks
- Vastupidav: ehitatud vastupidavast materjalist pikaajaliseks kasutamiseks
- Funktsioonid: Tare, HOLD, KMI ja pikkuse mõõtmine
- Maksimaalne pikkusemõõdu näit - 224cm
- Laetava akuga (aku eluiga: 55 h pidevat kasutamist)



HIND ALATES
582€ + KM

Marsden M-400-80D beebikaal

Marsden M-400-80D beebikaal on täpne ja usaldusväärne ning spetsiaalselt loodud imikute ja väikelaste kaalumiseks. **Peamised omadused:**

- Integreeritud pikkusemõõtja
- Annab kiire ülevaate beebi arengust
- Kandevõime on 20 kg, mõõtetäpsus 5 g
- Mõõdud: 320 mm x 310 mm x 60 mm
- Toiteallikas: 6 x AA patareid
- Vajadusel kaasaskantav
- Võimaldab mugavalt kaaluda nii imikuid kui ka väikelapsi erinevas vanuses ja suurustes
- Ohutu ja mugav konstruktsioon: pehme libisemisvastane pind



HIND ALATES
632€ + KM

Derungs Opticlux

Derungs Opticlux ja Derungs Opticlux Hand on kvaliteetsed suurenduslambid, mis tagavad parima valgustuse meditsiiniliste protseduuride jaoks. Soovi korral päevavalgusrežiim ning UV valgus, mis sobib näiteks sünnimärkide kontrollimiseks.

- Valgusvõimsus - 6 000 Lux @ 0,15 m
- Värvustemperatuur 6500 K ning valikuline Wood Licht 365 nm
- Luubi läbimõõt Ø160 mm
- Kinnitamine: lakke, seinale, lauale ja ratastele



HIND ALATES
853€ + KM



OPTICUS HAND
HIND ALATES
700€ + KM

Derungs Triango 60

Kaasaegne LED-valgusti, millel on mitmeid olulisi omadusi:

- Optimaalne valgustugevus: ere ja ühtlane valgustust 60 000 Lux/1,0 m
- Reguleeritavus: valgustusintensiivsus ja värvitemperatuur on kohandatavad
- Energiasäästlik: LED-tehnoloogiaga lambid vähendavad energiakulu
- Täiustatud funktsioonid: lisafunktsioonid nagu hämardamine ja värvitemperatuuri reguleerimine 3700 K / 4300 K / 4700 K
- Mitmekülgne paigaldus: saadaval erinevad paigaldusvõimalused vastavalt vajadusele
- Elegantne disain: sobitub suurepäraselt meditsiinasutuste keskkonda



HIND ALATES
1885€ + KM

Günekoloogiline tool ja läbivaatuslaud tootjalt Sjöbloms

- Kompaktne ja praktiline disain sobib ideaalselt väiksematesse ruumidesse
- Mugavus on prioriteet: günekoloogilisel toolil polsterdatud jalahoidjad tagavad patsiendi mugavuse
- Kasutajasõbralik: varustatud kesklukustusega ratastega lihtsaks manööverdamiseks
- Ergonoomiline disain: elektriline ja hüdrauliline kõrguse reguleerimine võimaldavad optimaalset tööasendit
- Võimalus kinnitada valgusti Derungs'i valikust
- Kunstnahk on saadaval paljudes erinevates värvides
- Komplekti kuuluvad paberrullihoidik ja väljatõmmatav kaus istme all



HIND ALATES
2540€ + KM

Günekoloogiline tool:

- Mõõtmed: pikkus 126 cm, laius 55 cm
- Tõstevõime 200 kg
- Kõrguse reguleerimine vahemikus 53 cm kuni 110 cm
- Istme/Trendelenburgi nurk $-12^{\circ} + 5$
- Seljatoe nurk: 47°



HIND ALATES
1353€ + KM

Läbivaatuslaud:

- Pikkus: 200 cm
- Laius: standardina 70 cm
- Seljatoe pikkus: 75 cm
- Seljatoe nurk: 71°
- Trendelenburgi nurk: -14°
- Kaal: 67 kg
- Maksimalne koormus: 200 kg

Lisainfo ja hinnapäringud:

sales@meditsiinigrupp.ee

+372 6 140 801

Dewert läbivaatuskušett

- Lamamisosa laius on 650 mm või 800 mm ja pikkus on 1950 mm
- Kandevõime on 250 kg
- Fikseeritud kõrgusel 680 mm
- Kaheosaline lamamispind
- Kergesti puhastatav ja desinfitseeritav
- Peatsiosa üles tõstetav 30 kraadi
- Paberrullihoidja on komplektis
- Kunstnaha paksus 60 mm
- Lai värvivalik



HIND ALATES
603€ + KM

TechMed SPTM-02 imiku läbivaatuslaud

- Alumiiniumprofiilist valgel raamil
- Varustatud 75 mm läbimõõduga ratastega, kaks on lukustusega
- Pulbervärvitud terasest lauaplaat, mis on kaetud pehme madratsiga
- Lisavarustust saab asetada raami külge siinidele
- Kogumõõtmed: 900 x 700 x 980 mm [P x S x K]
- Lai värvivalik

Lisavarustus:

- Laud elektrilise kõrguse reguleerimisega 650-1300 mm
- Väljatõmmatav riul kaalu jaoks
- Kindakarbihooldja
- Tarvikute korv
- Plastikust prügikast kaanega



HIND ALATES
750€ + KM

Sjöbloms elektriline verevõtutool

Elektriline verevõtu tool on kompaktne, kasutajasõbralik, ergonoomiline ja väga stabiilne. Oma nelja mootoriga saab seda väga lihtsalt õigesse tööasendisse reguleerida, k.a Trendelenburgi asend.

- Stabiilsed, reguleeritavad ja vahetatavad käetoed: kõrgust, nurka ja pööratavust saab reguleerida
- Elektriliselt reguleeritav kõrgus: vahemikus 48-80 cm, tagades kasutaja mugavuse ja optimaalse tööasendi
- Vastupidav konstruktsioon: terasest raam tagab pikaajalise vastupidavuse



HIND ALATES
3279€ + KM

Sjöbloms manuaalne verevõtutool



HIND ALATES
1189€ + KM

Praktiline tool vereanalüüside tegemiseks.

- Kõrguse ja kaldenurga reguleerimisega käetoed
- Käepidemed tooli küljel
- Värvivalik: beež või hall kunstnahk
- Istme suurus: 45x43 cm
- Käetoe laius: 67 cm
- Tooli kõrgus reguleeritav: 43-56 cm
- Kandevõime: 150 kg

Villard protseduuri/ravimite käru

Protseduuri käru komplekterides väga lai valik tarvikuid: sahtlites eraldused, tilgajalg, erinevate suurustega kastid ja korvid, siinid, eest väljatõmmatav töölaud, prügikast ja palju muud.

Käru saab kujundada vastavalt oma soovidele ja vajadustele.

- Mõõdud: 770 x 510 mm
- Materjal: ABS, kergesti puhastatav, kriimustuskindel
- Sahtlid on plastikust siinidel, mis lihtsustab puhastamist ning tagab pikaajalise vastupidavuse
- Lai tööpind, külgedel lükkamiseks lükkesangad, kõrgem äär kolmel küljel
- Külgmiste ja tagumiste ABS paneelide värvi saab valida
- Ratastega, pidurid kahel rattal



HIND ALATES
1270€ + KM

Prügikast TechMed

- Roostevabast terasest kaanega prügikotihoidjad on kergekaalulised ning vastupidavad
- Raami tagaosas ja esiosas on 50 mm rattad, mis muudavad manööverdamise ning ümberpaigutamise kergeks (kahel rattal lukustus)
- Kaas avaneb jalgpedaali abil
- Prügikott püsib oma kohal tänu plastikust kinnitustele
- Vaikselt sulgumise mehhanism
- Saadaval suurused: 30-40L, 60-80L, 100-120L, topeltraamiga 200-240L



HIND ALATES
353€ + KM

Lisainfo ja hinnapäringud:

sales@meditsiinigrupp.ee

+372 6 140 801

Tilgajalg/infusioonstatiiv Provita

Roostevabast terasest, mis on hästi puhastatav ning vastupidav erinevatele puhastusainetele.

- 5 kummist rattast, plastik kaitsega, 2 tk lukustusega
- 4 riputuskonksu, kandevõime 2,0 kg
- Reguleeritav kõrgus 215 – 135 cm

Sirmid

Pakume sirme tootjatelt Villard, Parflex ja TechMed.

Sirme on erinevas pikkuses ja kõrguses ning vastavalt soovile nii ratastel, seinale, kui ka teleskoopsiinid ja lakke kinnitusega variandid.

Võimalik lisada sirmile ka näiteks oma ettevõtte logo või mõni muu meelepärane disain.

HIND ALATES
140€ + KM



KÜSI HINNAPAKKUMIST!

KOOLITUS- JA ESMAABIVAHENDID

Elustamismannekeen Little Anne Single - hele/tume nahk

Little Anne uues kuues pakub soodsamaid ja kompaktsemaid lahendusi elustamiskursuste läbiviimiseks. Elustamisnukk on Bluetoothi abil ühendatav QCPR-rakendusega, mis annab objektiivset tagasisidet koolituse kvaliteedi parandamiseks.

Uuendusliku CPR mannekeeni eelised:

- Virnastatav disain
- Tagasiside võimalusega
- Kerge seadistada
- Vastupidav
- Valmistatud taaskasutatud materjalist



HIND ALATES
250€ + KM

Elustamismannekeen Laerdal Little Anne QCPR

Little Anne QCPR elustamismannekeen on realistlik, kergekaaluline täiskasvanu elustamise õppevahend kõikide oluliste tunnustega õpetamaks täiskasvanu elustamist.

Komplekti kuulub:

- Little Anne QCPR
- Pehme harjutamismatt
- Mannekeeni asendusnägu (2tk)
- Hingamisteed (2tk)
- Niisked lapid (6tk)
- Jakk
- Kasutusjuhend

HIND ALATES
315€ + KM




Käe mulaaž veenivere võtmise harjutamiseks - Multi-Venous IV Training Kit

Komplekti kuulub:

- Käsi
- Asendusnahk ja lisa veeni süsteem
- Simuleeritud veri
- Verekott koos klambri ja kinnitusega
- 5 süstalt
- Lubrikant
- Kandekott
- Kasutusjuhend

HIND ALATES
570€ + KM



Lisainfo ja hinnapäringud:

sales@meditsiinigrupp.ee

+372 6 140 801

Koolitusvahendite rent

Pakume laenutuseks järgnevaid Laerdali elustamismannekeene:

Little Anne on Bluetoothi abil ühendatav Q CPR- rakendusega, mis annab objektiivset tagasisidet koolituse kvaliteedi parandamiseks.

- Virnastatav disain
- Tagasiside võimalusega
- Kerge seadistada
- Vastupidav



HIND ALATES
30€ + KM

Baby Anne mannekeen on välja töötatud selleks, et pakkuda tõhusat, realistlikku ja kvaliteetset imiku elustamisõpet.

- Pakub kõiki olulisi funktsioone, mis on vajalikud elustamisõppimiseks
- Võimaldab õpetada rindkere kompressiooni ja hingamisteede avamise olulisi tehnikaid
- Kerge, praktiline ja lihtsalt hooldatav



Nõelatorke valu leevendav seade

Buzzy® Healthcare seade vähendab nõelatorke valu ja hirmu.

Parim valik vaktsineerimiseks ja muudeks lühikesteks protseduurideks.

- Korduvkasutatav
- Lihtne desinfitseerida nii seadet kui ka külmaelemente (tiibasid)
- Vastupidav tuhandeteks kasutuskordadeks



HIND ALATES
148€ + KM

Pocket mask nii täiskasvanutele kui ka lastele


Komplekt koosneb maskist, filtrist,
L suurus nitril kindapaarist ja desinfitseerimise lapist.



HIND ALATES
15€ + KM

Hingamiskott koos maskiga (ühekordne) – Laerdal The BAG II

Saadaval erinevad suurused.



HIND ALATES
33€ + KM

Hingamiskott koos maskidega (korduvkasutatav) - Laerdal Silicone Resuscitators

Komplekt sisaldab: hingamiskotti, maski, O2 reservuaari

Saadaval erinevad suurused:

- Täiskasvanu (kehakaaluga üle 25 kg)
- Pediaatriline (2,5 – 25 kg)
- Enneaegne (kehakaaluga alla 2,5 kg)

Komplektis maskid:

- Täiskasvanu maskid nr 3-4 ja 4-5+
- Pediaatrilised maskid nr 0/1, 2, 3-4
- Enneaegse maskid nr 0/0, 0/1

Kott on lihtsalt monteeritav ja demonteeritav.



HIND ALATES
189€ + KM

Lisainfo ja hinnapäringud:

sales@meditsiinigrupp.ee

+372 6 140 801

Ühekordsed termo- ja aktiivsoojendustekid

- Termotekki kasutatakse kannatanu kaitsmiseks vihma, jahtumise või ülekuumenemise eest
- Kütteelementidega soojendustekid saavutavad 10 minutiga temperatuuri 38°C, mis tagab kasutajale piisava soojuse ja mugavuse kuni 8 tunniks. Soojendustekk töötab hästi suurtel kõrgustel ja madala hapnikusisaldusega keskkondades



Burncare põletusgeel ja -sidemed



HIND ALATES
3,50€ + KM

Spreipudelis 50ml põletusgeel sobib väiksemate põletuste korral.

Toode ei ole kleepuv ja sobib ka lastele.

Steriilsed trauma hüdrogeeliga immutatud põletussidemed on rahustava ja jahutava toimega. Toode on ühekordseks kasutamiseks ja saadaval eri suuruses. Põletusgeel ja sidemed on sobilikud kasutamiseks 1. ja 2. astme põletuste korral (ka. päikesepõletus).

Külma-kuumakott

Korduvkasutatav Dahlhauseni külma-kuumakott sobib verejooksu peatamiseks, traumaturse vähendamiseks, reumaatilise liigesevalu ja operatsioonijärgse haavavalu leevendamiseks. Samuti valu ja turse leevendamiseks spordivigastuste ja põletushaavade puhul.

Saadaval erinevad suurused.



HIND ALATES
2,50€ + KM

Elite Bags esmaabikohvrid ja kotid

Pakume kvaliteetseid Elite Bags tervishoiusektoris kasutatavaid kotte/kohvreid töövahendite transportimiseks.

- Taskuorganiseerija pereöele/haiglapersonalile
- Meditsiiniline ampullihoidja isotermilisest materjalist
- Hävituskonteiner biosaastunud materjalidele
- Esmaabikott/kohver jne



KÜSI HINNAPAKKUMIST!



MeditSiinigrupp AS
Pärnu mnt 499
Laagri 76401, Harjumaa

+372 6 140 801
sales@meditsiinigrupp.ee
<https://www.meditSiinigrupp.ee/>

